

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igsf6 Pour Wb Et Elisa - 095976

Numéro d'article: CM0017204

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IGSF6 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène constitué d'une protéine recombinante couvrant les acides aminés 1 à 241. Adapté à la recherche en immunologie sur la protéine DORA/IGSF6.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-IGSF6                                                                                                        |
| Remarques/alias      | DORA ; IGSF6                                                                                                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                        |
| ID du gène (humain)  | 10261                                                                                                                          |
| ID du gène           | 10261                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 241 de l'IGSF6 humain (NP_005840.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humaine, souris, rat                                                                                                           |
| SWISS                | 095976                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 27 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                |