


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-1 Alpha Pour Wb Et Elisa - P01583

Numéro d'article: CM0021663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL-1 alpha humaine, adapté pour WB et ELISA. Validé pour des échantillons humains, de souris et de rat. L'immunogène correspond aux acides aminés 112-271. Utile pour l'étude de l'inflammation et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-1 alpha Lapin pAb
Remarques / Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3552
GeneID	3552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-271 de l'IL-1 alpha humaine (NP_000566.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01583
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace