

Anticorps Monoclonal Anti-IL-17Rb Pour Fc, Elisa - Q9Nrm6

Numéro d'article: CM0006397



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL-17RB humain pour FC et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des cytokines pro-inflammatoires, de la différenciation des cellules hématopoïétiques et de la biologie des tissus endocriniens. - Q9NRM6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-17RB Rabbit mAb
Remarques / Alias	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Espèce	Humain
ID du gène	55540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-289 de l'IL-17RB humain (NP_061195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9NRM6
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace