

Anticorps Monoclonal Anti-IL-31 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ebc2

Numéro d'article: CM0007125

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'IL-31 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Immunogène recombinant, 18 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines et l'immunité cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-31 Lapin mAb
Remarques/Alias	IL-31
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	386653
ID de gène	386653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-164 de l'IL-31 humaine (NP_001014358.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6EBC2
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace