


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL12Rb1 Pour Wb, Elisa - P42701

Numéro d'article: CM0023627



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL12RB1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la signalisation IL-12/IL-23 et les mécanismes de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12RB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD212 ; IMD30 ; IL12RB ; IL-12R-BETA1 ; IL12RB1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3594
ID du gène	3594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-305 de l'IL12RB1 humain (NP_714912.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42701
Poids protéique	73 kDa
Livraison	Sac de glace