

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL17A Pour Wb, Elisa - Q62386

Numéro d'article: CM0007333

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL-17A de souris, validé pour WB et ELISA. Reconnaît une protéine de 17 kDa impliquée dans l'immunité Th17 et l'inflammation. Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire et la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17A Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL17; Ctla8; IL-17; Ctla-8; IL-17A; IL17A
Espèce	Souris
Identifiant du gène	16171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 de l'IL17A de souris. (NP_034682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62386
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace