

Anticorps Polyclonal Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

Numéro d'article: CM0023710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le IL18R1 humain (CD218a, IL-18R α), adapté pour le Western blot, l'immunohistochimie (IHC-P), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte le IL18R1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'activation des cellules Th1 médiée par IL18 et de la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL18R1/IL-18 R alpha Lapin pAb
Remarques/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8809
GeneID	8809
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13478
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace