

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL1R1 Pour Wb Et Elisa - P14778

Numéro d'article: CM0026442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL1R1 humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation de l'interleukine-1 et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1R1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P80 ; IL1R ; IL1RA ; CD121A ; D2S1473 ; IL-1RT1 ; IL-1R-alpha ; IL1R1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3554
Identifiant de gène	3554
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 380-569 de l'IL1R1 humain (NP_000868.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14778
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace