

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL1RL1 Pour Wb, Elisa - Q01638

Numéro d'article: CM0022913



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin IL1RL1 validé pour WB et ELISA ; détecte l'IL1RL1 (ST2) humain, murin et rat, un récepteur pour l'IL-33 impliqué dans l'immunité innée et adaptative. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps polyclonal de lapin IL1RL1                                                                                            |
| Remarques/Alias    | T1 ; ST2 ; DER4 ; ST2L ; ST2V ; FIT-1 ; IL33R ; IL1RL1                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 9173                                                                                                                            |
| GeneID             | 9173                                                                                                                            |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-328 de l'IL1RL1 humain (NP_057316.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS              | Q01638                                                                                                                          |
| Poids protéique    | 63 kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |