

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL22 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Numéro d'article: CM0029871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL22 humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la fonction de barrière épithéliale et de la médecine régénérative. SWISS : Q9GZX6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIFa ; IL-21 ; IL-22 ; ILTIF ; IL-TIF ; IL-D110 ; zcyto18 ; TIFIL-23 ; IL22
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	50616
Identifiant de gène	50616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-179 de l'IL22 humaine (NP_065386.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZX6
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace