


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL23R Pour Fc, Elisa - Q5Vwk5

Numéro d'article: CM0009010



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL23R pour cytométrie en flux (FC) et ELISA. Reconnaît l'IL23R humaine (SwissProt Q5VWK5). Un outil essentiel pour l'étude de la signalisation IL-23 dans l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL23R Lapin mAb
Remarques/Alias	PSORS7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	149233
GeneID	149233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-353 de l'IL23R humaine (NP_653302.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q5VWK5
Poids Protéique	41kDa/43kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace