


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL33 Pour Wb, Elisa - Q8Bvz5

Numéro d'article: CM0019299



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL-33 de souris, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte l'IL-33 de souris et de rat. Convient à l'étude de la réponse Th2, de la fonction d'alarmines et de la régulation transcriptionnelle nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL33 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-33; Il1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Espèce	Souris
GeneID (humain)	90865
GeneID (souris)	77125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 109-266 de l'IL-33 de souris (NP_598536.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8BVZ5
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace