


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

Numéro d'article: CM0006502



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre l'IL8 (Interleukine-8) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Cible une chimiokine impliquée dans l'inflammation et la chimiotaxie des neutrophiles. Immunogène : protéine recombinante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3576
Identifiant du gène	3576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-99 de l'IL8 humaine (NP_000575.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace