

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine-B1/Cd29 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Numéro d'article: CM0006621



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'intégrine bêta-1 humaine (CD29). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine-β1/CD29 mAc de Lapin
Remarques/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Intégrine-β1/CD29
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3688
GenelD	3688
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'Intégrine-β1/CD29 humaine (NP_596867.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05556
Poids Moléculaire	88 kDa
Expédition	Sac de glace