


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Numéro d'article: CM0015079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'INTS10 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur le complexe intégrateur et la terminaison de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	INT10 ; C8orf35 ; INTS10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55174
GeneID	55174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451-710 de l'INTS10 humain (NP_060612.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NVR2
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace