


Anticorps Polyclonal Anti-Ints7 Pour Wb, Elisa - Q9Nvh2

Numéro d'article: CM0024616



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'INTS7 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la sous-unité 7 du complexe intégrateur humain et murin, un régulateur de la terminaison transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	INT7 ; C1orf73 ; INTS7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25896
GeneID	25896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 702-948 de l'INTS7 humain (NP_001186740.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NVH2
Poids protéique	107 kDa
Expédition	Sac de glace