


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ints8 Pour Wb, Elisa - Q75Qn2

Numéro d'article: CM0022484



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-INTS8, validé pour la WB et l'ELISA, réagissant avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'arrêt de la transcription et le traitement de l'ARN médiés par le complexe intégrateur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INTS8 pAb de lapin
Remarques/alias	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Espèce	Homme
GeneID (humain)	55656
GeneID	55656
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600 à 800 de l'INTS8 humain (NP_060334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q75QN2
Poids moléculaire de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac réfrigérant