

Anticorps Polyclonal Anti-Iqgap2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13576

Numéro d'article: CM0016150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IQGAP2 humain, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la signalisation des GTPases et des interactions de la calmoduline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IQGAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IQGAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10788
GeneID	10788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1330-1440 de l'IQGAP2 humaine (NP_006624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13576
Poids Protéique	181kDa
Expédition	Sac de glace