

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irak2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43187

Numéro d'article: CM0004110

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance ciblant l'IRAK2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'IRAK2 humain et de rat, médiateur de la signalisation du récepteur de l'IL-1. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRAK2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IRAK-2 ; IRAK2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3656
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 250 de l'IRAK2 humain (O43187)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43187
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sachet réfrigérant