

Anticorps Polyclonal Anti-Irf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Numéro d'article: CM0024178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre IRF3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour les études sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IIAE7; IRF3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3661
Identifiant de gène	3661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'IRF3 humain (NP_001184052.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14653
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace