

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itga8 Pour Wb Et Elisa - P53708

Numéro d'article: CM0017333

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITGA8, obtenu par immunisation avec une protéine recombinante. Validé pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec les ITGA8 humains, de souris et de rat. Poids moléculaire de la cible : 117 kDa. L'ITGA8 est une sous-unité alpha d'intégrine impliquée dans le développement rénal et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGA8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ITGA8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8516
GeneID	8516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 907-1000 de l'ITGA8 humain (NP_003629.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53708
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sachet de glace