

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itih3 Pour Wb, Elisa - Q06033

Numéro d'article: CM0025451

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITIH3 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 100 kDa. Pour la recherche sur le métabolisme de l'hyaluronane et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITIH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3P ; SHAP ; ITI-HC3 ; ITIH3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3699
GeneID	3699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-180 de l'ITIH3 humain (NP_002208.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06033
Poids protéique	100 kDa
Expédition	Sac de glace