


Anticorps Polyclonal Anti-Itln1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Numéro d'article: CM0028742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ITLN1 humain (Intelectine-1/Omentine) validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat ; idéal pour les études sur l'immunité innée et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITLN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HL1 ; LFR ; HL-1 ; INTL ; ITLN ; hIntL ; omentine ; ITLN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55600
GeneID	55600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-313 de l'ITLN1 humain (NP_060095.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WWA0
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace