

Anticorps Polyclonal Anti-Itpr2 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14571

Numéro d'article: CM0023514

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ITPR2 humain (IP3R2), un canal calcique activé par l'IP3. Validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation calcique et les muscles/le cœur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ITPR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANHD ; IP3R2 ; CFAP48 ; INSP3R2 ; ITPR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3709
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14571
Poids moléculaire de la protéine	308 kDa
Expédition	Sac de glace