

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itprrip Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Numéro d'article: CM0017157

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITPRIP humain (DANGER), spécifique pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour les études de signalisation calcique impliquant l'interaction du récepteur de l'inositol 1,4,5-trisphosphate et la biologie membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPRIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85450
GeneID	85450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-290 de l'ITPRIP humain (NP_203755.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IWB1
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sachet de glace