

Anticorps Polyclonal Anti-Jmjd8 Pour Wb, Elisa - Q96S16

Numéro d'article: CM0015961

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant JMJD8 (protéine contenant le domaine JmjC) pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans la signalisation NF-kB et le métabolisme cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JMJD8 Lapin pAb
Remarques/Alias	PP14397; C16orf20; JMJD8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	339123
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de JMJD8 humain (NP_001005920.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96S16
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace