

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Jnk1/2/3 Pour Wb, If-P, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numéro d'article: CM0004038



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JNK1/2/3 Lapin mAb
Remarques/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Espèce	Humain
GeneID	5599/5601/5602
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-383 de JNK1 humain (P45983).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids Protéique	46,54kDa
Expédition	Sac de glace