

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Junb Pour Wb Et Elisa - P17275

Numéro d'article: CM0017891

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain JunB, un composant clé du complexe AP-1. Produit à l'aide d'un immunogène recombinant ; adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation des gènes et de l'activité des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-JunB
Remarques/Alias	AP-1 ; JunB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3726
GeneID	3726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de JunB humain (NP_002220.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17275
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace