

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-K-Cadhérine (Cdh6) Pour Wb, Elisa - P55285

Numéro d'article: CM0012567



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la K-Cadhérine (CDH6) humaine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire, le rein et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	K-Cadhérine (CDH6) mAb de lapin
Remarques / Alias	CAD6 ; KCAD ; K-Cadhérine (CDH6)
Espèce	Humaine
GeneID	1004
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 691-790 de la K-Cadhérine (CDH6) humaine (P55285)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55285
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace