

Anticorps Polyclonal Anti-Kcnj5 Pour Wb, Elisa - P48544

Numéro d'article: CM0029244

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la KCNJ5 humaine (GIRK4), adapté pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. La cible est un canal potassique rectifiant interne activé par les protéines G impliqué dans les fonctions cardiaques et endocriniennes. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNJ5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3762
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la KCNJ5 humaine (NP_000881.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48544
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace