


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnq1 Pour Wb Et Elisa - P51787

Numéro d'article: CM0023338



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KCNQ1 validé pour WB et ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la sous-unité du canal potassique Kv7.1 impliquée dans l'excitabilité des cardiomyocytes et le transport ionique. Idéal pour la recherche cardiaque et neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNQ1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LQT ; RWS ; WRS ; LQT1 ; SQT2 ; ATFB1 ; ATFB3 ; JLNS1 ; KCNA8 ; KCNA9 ; Kv1.9 ; Kv7.1 ; KVLQT1 ; KCNQ1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3784
ID du Gène	3784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-549 de KCNQ1 humain (NP_861463.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51787
Poids Moléculaire Protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace