


Anticorps Polyclonal Anti-Kctd15 Pour Wb Et Elisa - Q96Si1

Numéro d'article: CM0026591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KCTD15 humaine. Immunogène : protéine de fusion recombinante ; validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 32 kDa. Utile pour l'étude de la formation des crêtes neurales et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCTD15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KCTD15
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79047
Identifiant du gène	79047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 234 de la KCTD15 humaine (NP_076981.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Si1
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace