


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm5B [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

Numéro d'article: CM0029608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM5B, validé par KO, pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le KDM5B humain et de souris (Déméthylase spécifique à la lysine 5B). Idéal pour la recherche sur la modification de la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] KDM5B pAc Lapin
Remarques/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10765
GeneID	10765
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 784-883 du KDM5B humain (NP_006609.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UGL1
Poids Protéique	176kDa
Expédition	Sac de glace