


Anticorps Polyclonal Anti-Kdm7A Pour Ihc-P Et Elisa - Q6Zmt4

Numéro d'article: CM0019132



Introduction

Anticorps KDM7A polyclonal de lapin validé pour IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. 106kDa. Convient pour l'étude de la déméthylation des histones et de la régulation de la chromatine dans le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM7A pAb de lapin
Remarques/Alias	JHDM1D ; KDM7A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80853
GeneID	80853
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 840-941 de KDM7A humain (NP_085150.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZMT4
Poids moléculaire de la protéine	106kDa
Expédition	Sac de glace