

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm8 (Jmjd5) Pour Wb, Elisa - Q8N371

Numéro d'article: CM0016821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM8 (JMJD5) pour WB, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études de biologie de la chromatine, du cycle cellulaire et du rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM8 Lapin pAb
Remarques/Alias	JMJD5; KDM8
Espèce	Humain
ID de gène	79831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 147-416 de KDM8 humain (NP_079049.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N371
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace