

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Khdrbs2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Numéro d'article: CM0028552

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KHDRBS2 humain (SLM1/SLM-1) pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur l'épissage alternatif et la liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KHDRBS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	202559
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et la partie C-terminale du KHDRBS2 humain (NP_689901.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5VWX1
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace