

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ki67 Pour If/Icc, Elisa - P46013

Numéro d'article: CM0017811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Ki67 humain (P46013), un marqueur de prolifération. Validé pour IF/ICC et ELISA. Élevé contre un peptide synthétique (aa 700-800). Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ki67 Lapin pAb
Remarques/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4288
GeneID	4288
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du Ki67 humain (NP_002408.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46013
Poids de la protéine	359kDa
Expédition	Sac de glace