

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf12 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4X4

Numéro d'article: CM0023478

Introduction

KLF12 Rabbit pAb validé pour WB, IHC-P et ELISA ; reconnaît KLF12 (AP2REP) humain, souris et rat. Adapté pour l'étude de la répression transcriptionnelle et de la régulation du gène AP-2-alpha.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AP2REP ; AP-2rep ; HSPC122 ; KLF12
Espèce	Humain
ID du gène	11278
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-310 de KLF12 humain (NP_009180.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y4X4
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet de glace