

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klhl15 Pour Wb, Elisa - Q96M94

Numéro d'article: CM0024077

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLHL15 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. Cible KLHL15, un adaptateur spécifique de substrat pour la ligase E3 d'ubiquitine CUL3, impliqué dans la réparation des dommages à l'ADN et la régulation de la PP2A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLHL15 Lapin pAb
Remarques/Alias	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
Espèce	Humain
ID de gène	80311 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du KLHL15 humain (NP_085127.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96M94
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace