


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kmt5A/Setd8 (Validé Kd) Pour Wb, Elisa - Q9Nqr1

Numéro d'article: CM0008076



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD dirigé contre KMT5A/SETD8 pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les KMT5A/SETD8 humaines et de souris, une méthyltransférase de l'histone H4K20 impliquée dans le silençage génique et la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] KMT5A/SETD8 mAc de lapin
Remarques/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [Validé KO/KD] KMT5A/SETD8
Espèce	Humain
GeneID	387893 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la KMT5A/SETD8 humaine (Q9NQR1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQR1
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace