

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kntc1 Pour Wb, Elisa - P50748

Numéro d'article: CM0014916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KNTC1 humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit chez l'homme et le rat. Cible la protéine associée au kinétochore 1, essentielle au point de contrôle mitotique. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KNTC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ROD; KNTC1
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène	9735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-1100 de la KNTC1 humaine (NP_055523.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P50748
Poids moléculaire de la protéine	251kDa
Expédition	Sac de glace