

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kpnb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14974

Numéro d'article: CM0007710



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin anti-KPNB1 (Q14974) est validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA, et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'importation nucléaire médiée par l'importine bêta-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KPNB1 Lapin mAb
Remarques/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3837
GeneID	3837
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du KPNB1 humain (NP_002256.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14974
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace