

Anticorps Polyclonal Anti-Krbox4 Pour Wb, Elisa - Q5Juw0

Numéro d'article: CM0017238

Introduction

KRBOX4 Rabbit pAb détecte la protéine 4 contenant le domaine KRAB (ZNF673, KRABD4) humaine, de souris et de rat par WB et ELISA. Validé avec un immunogène peptidique, poids moléculaire prédit de 20 kDa, idéal pour la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KRBOX4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF673 ; KRBOX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55634
GeneID	55634
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 100 et l'extrémité C-terminale de la protéine KRBOX4 humaine (NP_060246.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5JUW0
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sachet de glace