


Anticorps Polyclonal Anti-Kremen1 Pour Wb, Elisa - Q96Mu8

Numéro d'article: CM0015123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KREMEN1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le KREMEN1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour les études sur la signalisation Wnt/ β -caténine, le développement et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KREMEN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	83999
ID de gène	83999
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-380 du KREMEN1 humain (NP_001034659.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96MU8
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace