

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Krt80 Pour If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Numéro d'article: CM0027833

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la kératine 80 humaine (KRT80). Validé pour IF/ICC, IF-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Explorez la dynamique des filaments intermédiaires de kératine et l'expression tissulaire spécifique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | KRT80 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Remarques / Alias    | KB20; KRT80                                                                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)      | 144501                                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 242-452 de la KRT80 humaine (NP_872313.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                      |
| SWISS                | Q6KB66                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 51 kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sachet réfrigérant                                                                                                                                       |