

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ku70 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Numéro d'article: CM0002079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Ku70 humain (XRCC6) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil clé pour la recherche sur la réparation des cassures double brin de l'ADN et la voie NHEJ.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ku70 AcM de lapin
Remarques/Alias	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2547
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 500-609 du Ku70 humain (P12956)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12956
Poids moléculaire protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace