


Anticorps Polyclonal Anti-Lactb Pour Wb Et Elisa - P83111

Numéro d'article: CM0030165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la LACTB humaine, une protéase mitochondriale et suppresseur de tumeur. Recommandé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la LACTB humaine et murine. Idéal pour les études sur la biologie mitochondriale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LACTB Rabbit pAb
Remarques / Alias	G24 ; MRPL56 ; LACTB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114294
GeneID	114294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-290 de la LACTB humaine (NP_116246.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P83111
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sachet de glace