

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lair1 Pour Wb Et Elisa - Q6Gtx8

Numéro d'article: CM0017448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LAIR1 (CD305) humain, validé pour WB et ELISA. Cible un récepteur immunitaire inhibiteur sur les cellules NK, B et T. Adapté aux applications de recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAIR1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CD305 ; LAIR-1 ; LAIR1
Espèce cible	Humain
ID du gène	3903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 163 de LAIR1 humain (NP_002278.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6GTX8
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac isotherme