

Anticorps Monoclonal Anti-Lamine A/C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0002316



Introduction

[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Lamine A/C. Validé pour le Western blot, l'IHC, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la lamina nucléaire, les laminopathies et la sénescence cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Lamine A/C Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	FPL ; IDC ; LFP ; CDDC ; EMD2 ; FPLD ; HGPS ; LDP1 ; LMN1 ; LMNC ; MADA ; PRO1 ; CDCD1 ; CMD1A ; FPLD2 ; LMNL1 ; CMT2B1 ; LGMD1B ; /C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4000
GeneID	4000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 403-572 de la Lamine A/C humaine (NP_733821.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02545
Poids moléculaire protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace