


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lap2 Pour Wb, Elisa - P42166/P1

Numéro d'article: CM0022093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LAP2 humain (thymopoïétine, TMPO). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'architecture nucléaire et le développement des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; thymopoïétine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7112
ID de gène	7112
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-168 du LAP2 humain (NP_001027454.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P42166/P42167
Poids de la protéine	38kDa/50kDa/75kDa
Expédition	Sac de glace